

Wb、Elisa用抗Tph1ポリクローナル抗体 - P17752

商品番号: CM0022031



前書き

TPH1ウサギpAbは、WBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのTPH1を認識します。セロトニン生合成研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPH1 ウサギ pAb
略称/別名	TPRH; TRPH; TPH1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7166
GeneID	7166
免疫原	ヒトTPH1 (NP_004170.1) のアミノ酸345～444番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17752
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷剤