

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Tpp2 ウサギポリクローナル抗体 - P29144

商品番号: CM0025257

前書き

ヒトTPP2（トリペプチジルペプチダーゼ2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ユビキチン-プロテアソーム経路およびアミノ酸恒常性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPP2 ウサギ pAb
備考/別名	IMD78; TPP-2; TPPII; TPP-II; TPP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7174
GeneID	7174
免疫原	ヒトTPP2（NP_003282.2）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29144
タンパク質分子量	138kDa
発送	保冷バッグ