


Wb、Elisa用抗転写因子Ap-2-A (Tfap2A) モノクローナル抗体 - P05549

商品番号: CM0007491



前書き

ヒト転写因子AP-2-

α (P05549) のアミノ酸50～150内に存在する合成ペプチドを抗原として作製したウサギモノクローナル抗体。WB、ELISAアプリケーションでバリデーション済み。ヒトおよびマウスのサンプルと交差反応します。転写制御および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) ウサギmAb
備考/別名	AP-2 ; BOFS ; AP2TF ; TFAP2 ; AP-2alpha ; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7020
免疫原	合成ペプチド ヒトActivator protein 2 (AP-2/TFAP2A) (P05549) のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05549
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ