

## ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗トランスフェリン

### ウサギモノクローナル抗体 - P02787

商品番号: CM0002746



#### 前書き

この高品質なウサギモノクローナル抗体はヒトトランスフェリンを標的とし、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みです。鉄代謝、がん、感染症研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 製品名         | トランスフェリン ウサギ mAb                              |
| 備考/別名       | TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; トランスフェリン |
| 種           | ヒト                                            |
| GeneID (ヒト) | 7018                                          |
| GeneID      | 7018                                          |
| 免疫原         | ヒトトランスフェリン (P02787) のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド    |
| 由来          | ウサギ                                           |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                     |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                              |
| 交差反応性       | ヒト                                            |
| SWISS       | P02787                                        |
| タンパク質分子量    | 77kDa                                         |
| 発送          | 保冷バッグ                                         |