

Anti-Trex1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9Nsu2

商品番号: CM0004784



前書き

ヒト用WB、IP、ELISAで検証済みのウサギモノクローナルTREX1抗体。自己免疫および微小核DNA分解に関与する33

kDaのDNAエキソヌクレアーゼを標的とします。自然免疫研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TREX1 Rabbit mAb
備考/別名	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11277
免疫原	ヒトTREX1 (Q9NSU2) のアミノ酸150-314に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NSU2
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ