

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Trex1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nsu2

商品番号: CM0028136



前書き

TREX1ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のTREX1を検出します。DNA分解と自然免疫制御に重要な3'-5'エキソヌクレアーゼTREX1（Q9NSU2）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TREX1 Rabbit pAb
別名	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11277
GeneID	11277
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTREX1 (NP_057465.1) のアミノ酸1〜270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NSU2
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋