


Wb、Elisa用 抗Trib2 ポリクローナル抗体 - Q92519

商品番号: CM0015440



前書き

ヒトTRIB2を抗原として作製されたウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスの試料に適しており、MAPキナーゼシグナル伝達の制御に關与するトリプルスホモログ2疑似キナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIB2 Rabbit pAb
別名	C5FW; TRB2; GS3955; TRIB2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	28951
GeneID	28951
免疫原	ヒトTRIB2 (NP_067675.1) のアミノ酸1-120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロット	Q92519
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋