

ウェスタンブロッティング・Elisa用 抗Trim32 ウサギポリクローナル抗体 - Q13049

商品番号: CM0026044



前書き

TRIM32（E3ユビキチンリガーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB・ELISAに対応しています。ヒト・マウス・ラットで検証済みです。自然免疫、オートファジー、筋ジストロフィーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TRIM32 Rabbit pAb
別名	HT2A; BBS11; TATIP; LGMD2H; LGMDR8; TRIM32
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22954
遺伝子ID	22954
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTRIM32（NP_036342.2）のアミノ酸1-280番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13049
タンパク質分子量	72kDa
輸送方法	氷袋