

Wb・Elisa用抗Trim41ポリクローナル抗体 - Q8Wv44

商品番号: CM0025755



前書き

ウサギ由来ヒトTRIM41（RINCK）に対するポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。自然抗ウイルス応答やユビキチン介在性分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM41 Rabbit pAb
備考／別名	RINCK; TRIM41
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	90933
遺伝子ID	90933
免疫原	ヒトTRIM41（NP_291027.3）のアミノ酸421～630番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WV44
タンパク質分子量	72kDa
輸送方法	保冷剤梱包