


Wb、Elisa用抗Trkcポリクローナル抗体 - Q16288

商品番号: CM0013351



前書き

ヒトTrkC（NT-3成長因子受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用。マウスおよびラットとの交差反応性があり、ニューロトロフィンシグナル伝達および神経発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TrKCウサギpAb
備考／別名	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrkC
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4916
遺伝子ID	4916
免疫原	ヒトTrKC（NP_001007157.1）のアミノ酸40～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16288
タンパク質重量	94kDa
輸送	保冷バッグ