

Anti-Trop-2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - P09758

商品番号: CM0002050



前書き

WB、IHC-P、IF-

P、mIHC、ELISA用途に検証済みの高品質な抗TROP-2ウサギモノクローナル抗体。ヒトTROP-2 (P09758) 特異的で、がん研究や診断薬開発で広く使用される腫瘍関連カルシウムシグナル伝達因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TROP-2 Rabbit mAb
備考/別名	EGP1; GP50; MIS1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4070
免疫原	ヒトTROP-2 (NP_002344.2) のアミノ酸27-274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09758
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ