

抗トロポモジュリン2 (Tmod2) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用) - Q9Nzr1

商品番号: CM0002771

前書き

神経系のアクチンキャッピングタンパク質であるヒト TMOD2 (トロポモジュリン2) を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格や神経生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMOD2 ウサギmAb
別名	NTMOD; N-TMOD; TMOD2
対象種	ヒト
遺伝子ID	29767
免疫原	合成ペプチド ヒトTMOD2 (Q9NZR1) のアミノ酸1〜100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NZR1
タンパク質分子量	40kDa
配送方法	保冷剤