

Wb、If-P、Elisa用抗トロポニンI2（Tnni2）ウサギモノクローナル抗体 - P48788

商品番号: CM0008829



前書き

CamelBioは、WB、IF-P、ELISAでバリデーション済みのウサギモノクローナルトロポニンI2（TNNI2）抗体を提供しています。ヒト、マウス、ラットの速筋型骨格筋トロポニンIを検出します。分子量は21 kDaです。筋収縮およびミオパチー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トロポニンI2（TNNI2）ウサギmAb
備考／別名	DA2B、FSSV、DA2B1、fsTnI、AMCD2B、トロポニンI2（TNNI2）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7136
GeneID	7136
免疫原	ヒトトロポニンI2（TNNI2）（P48788）のアミノ酸83～182内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P48788
タンパク質分子量	21 kDa
輸送	保冷バッグ