


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Trpa1 ウサギ ポリクローナル抗体 - O75762

商品番号: CM0028021



前書き

TRPA1 ウサギ

pAbは、ヒトTRPA1を標的とするポリクローナル抗体であり、WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交叉反応性があります。痛覚および感覚伝達研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPA1 ウサギ pAb
備考/別名	FEPS; p120; FEPS1; ANKTM1; TRPA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8989
GeneID	8989
免疫原	ヒトTRPA1 (NP_015628.2) のアミノ酸900-1000に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75762
タンパク質分子量	128 kDa
輸送	保冷バッグ