


Wb、Elisa用抗Trpm4ポリクローナル抗体 - Q8Td43

商品番号: CM0015822



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みのTRPM4ウサギポリクローナル抗体。心機能および免疫機能に関与するカルシウム活性化カチオンチャネルであるヒト、マウス、ラットTRPM4を認識します。イオンチャネル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPM4ウサギpAb
備考／別名	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4; TRPM4
種	ヒト
Gene ID	54795
免疫原	ヒトTRPM4（NP_060106.2）のアミノ酸1〜240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TD43
タンパク質分子量	134 kDa
輸送	保冷バッグ