


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Trpv1ポリクローナル抗体 - Q8Ner1

商品番号: CM0029966



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用のTRPV1（カプサイシン受容体、VR1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。痛覚、温度感覚、およびイオンチャネルシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPV1 Rabbit pAb
備考/別名	VR1; TRPV1
種	ヒト
GeneID	7442 (Human)
免疫原	ヒトTRPV1 (NP_061197.4) のアミノ酸725-839内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NER1
タンパク質分子量	95kDa
配送	アイスバッグ