

アンチトリプシン ウサギ モノクローナル抗体（If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P07477

商品番号: CM0011836



前書き

ヒトトリプシン（PRSS1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済み。ヒトトリプシンを認識し、消化酵素およびプロテアーゼ研究に最適です。免疫原：組換え融合タンパク質（aa 24-247）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トリプシン ウサギ mAb
備考/別名	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5644
GeneID	5644
免疫原	ヒト PRSS1 (NP_002760.1) のアミノ酸 24-247 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07477
タンパク質分子量	26 kDa
配送	アイスバッグ