

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Tshb ウサギポリクローナル抗体 - P01222

商品番号: CM0026041



前書き

IHC-

P、IF/ICC、ELISA用として検証されたTSHBウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのTSH-ベータ（約16 kDa）を検出します。甲状腺代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSHB Rabbit pAb
備考/別名	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7252
GeneID	7252
免疫原	ヒトTSHB (NP_000540.2) のアミノ酸21-138に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01222
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋