

WbおよびElisa用抗Tspy3ウサギポリクローナル抗体 - P0Cv98

商品番号: CM0019444

前書き

WBおよびELISAで検証済みのTSPY3ウサギポリクローナル抗体。ヒトTSPY3を検出し、ラットとも交差反応します。精子の分化および増殖研究用。 - P0CV98

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSPY3ウサギpAb
備考／別名	CT78; TSPY; TSPY1; TSPY10; TSPY3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	728137
GeneID	728137
免疫原	ヒトTSPY3（NP_001071165.2）のアミノ酸1〜308に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P0CV98
タンパク質分子量	35kDa
配送	保冷バッグ