

Wb・Elisa用抗Tspyl2ウサギポリクローナル抗体 - Q9H2G4

商品番号: CM0013036

前書き

ヒトTSPYL2（精巢特異的Y遺伝子コード様タンパク質2）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットのTSPYL2と交差反応性を示します。転写調節、クロマチン動態、細胞周期制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSPYL2 Rabbit pAb
備考/別名	CDA1; CTCL; NP79; TSPX; CINAP; DENTT; SE204; HRIHFB2216; TSPYL2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	64061
遺伝子ID	64061
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTSPYL2 (NP_071400.1) のアミノ酸240～460番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2G4
タンパク質分子量	79kDa
発送方法	保冷剤