

Wb・Elisa用抗Tssk4ウサギポリクローナル抗体 - Q6Sa08

商品番号: CM0030735

前書き

ヒトTSSK4を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。約37 kDaの精巢特異的セリン/スレオニンキナーゼであり、精子形成およびCre/Crebシグナル伝達に関与することが知られています。研究用途です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSSK4 Rabbit pAb
備考/別名	TSK4; TSK-4; TSSK5; STK22E; C14orf20; TSSK4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	283629
遺伝子ID	283629
免疫原	ヒトTSSK4 (NP_777604.2) のアミノ酸79～328番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q6SA08
タンパク質分子量	37kDa
発送	氷袋