


Wb、Elisa用 抗Ttrウサギモノクローナル抗体 - P02766

商品番号: CM0011584



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗TTRウサギモノクローナル抗体。ヒトトランスサイレチン（P02766）を標的とし、甲状腺ホルモントランスポーターです。アミロイドーシスやホルモン輸送機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTR ウサギ mAb
備考/別名	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7276
GeneID	7276
免疫原	合成ペプチド ヒトTTR (P02766) のアミノ酸68-147に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02766
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ