

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Txnl4Bポリクローナル抗体 - Q9Nx01

商品番号: CM0028154



前書き

TXNL4B (DLP/Dim2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。pre-mRNAスプライシングおよびS/G2移行に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TXNL4B Rabbit pAb
備考/別名	DLP; Dim2; TXNL4B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54957
遺伝子ID	54957
免疫原	ヒトTXNL4B (NP_060323.1) のアミノ酸1-149に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NX01
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスパック