


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Uba1ウサギモノクローナル抗体 - P22314

商品番号: CM0003989



前書き

ヒト、マウス、ラットでのWB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証済みの高品質UBA1ウサギモノクローナル抗体。ユビキチン-プロテアソーム系およびDNA修復研究のためのユビキチン活性化酵素E1（P22314）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	UBA1 ウサギ mAb
備考/別名	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7317
遺伝子ID	7317
免疫原	合成ペプチド ヒトUBA1（P22314）のアミノ酸959-1058に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22314
タンパク質分子量	118kDa
発送	保冷バッグ