


Anti-Uba3 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Tbc4

商品番号: CM0003660



前書き

UBA3（NEDD8活性化酵素E1触媒サブユニット、52 kDa）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ネジリ化経路および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBA3 Rabbit mAb
備考/別名	NAE2, UBE1C, hUBA3, UBA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9039
GeneID	9039
免疫原	ヒトUBA3（NP_003959.3）のアミノ酸1-463に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TBC4
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ