

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ube2A ポリクローナル抗体 - P49459

商品番号: CM0028914



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-UBE2Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのUBE2A (RAD6A, 17kDa)を検出します。ユビキチン経路、クロマチン調節、ミトファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2A ウサギ pAb
備考/別名	UBC2; HHR6A; MRXSN; RAD6A; MRXS30; UBE2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7319
遺伝子ID	7319
免疫原	ヒトUBE2A (NP_003327.2) のアミノ酸1-152に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49459
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ