

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Ube2G2 ポリクローナル抗体 - P60604

商品番号: CM0015959



前書き

ERADに関与するE2ユビキチン結合酵素であるヒトUBE2G2（UBC7）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ユビキチン経路研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2G2 ウサギ pAb
備考/別名	UBC7; UBE2G2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7327
GeneID	7327
免疫原	ヒトUBE2G2（NP_003334.2）のアミノ酸1-165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60604
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ