

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ube2L6ポリクローナル抗体 - O14933

商品番号: CM0015558



前書き

UBE2L6 (RIG-B/UBCH8) に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ユビキチン/ISG15 抱合およびタンパク質分解経路の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2L6 ウサギpAb
備考/別名	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	9246
GeneID	9246
免疫原	合成ペプチド ヒトUBE2L6 (NP_004214.1) のアミノ酸100～153番領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14933
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷剤