

抗Ubiad1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Y5Z9

商品番号: CM0017514

前書き

ヒトUBIAD1（TERE1）を標的とする高品質なウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに最適です。マウスと交差反応します。メナキノン-4とコエンザイムQ10の生合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBIAD1 Rabbit pAb
略号・別名	SCCD; TERE1; UBIAD1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	29914
遺伝子ID	29914
免疫原	合成ペプチド; ヒトUBIAD1（NP_037451.1）のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y5Z9
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	保冷剤