

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗ユビキチン ウサギ モノクローナル抗体 - P0CG47

商品番号: CM0006786



前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのユビキチン ウサギ mAb (P0CG47)。種特異性: ヒト、マウス。組換え免疫原。プロテアソーム、DNA 修復、シグナル伝達におけるポリユビキチン鎖の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ユビキチン ウサギ mAb
備考/別名	HEL-S-50; Ubiquitin
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7314
遺伝子ID	7314
免疫原	組換えタンパク質; ヒトユビキチン (NP_061828.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P0CG47
タンパク質分子量	26 kDa
発送方法	保冷バッグ