

Wb、Elisa用 抗Ugt3A2ポリクローナル抗体 - Q3Sy77

商品番号: CM0030780

前書き

ヒトUGT3A2に対するウサギポリクローナル抗体。UGT3A2は異物代謝に関与するUDP-グリコシルトランスフェラーゼです。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。UniProt: Q3SY77。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	UGT3A2 ウサギ pAb
備考/別名	UGT3A2
種	ヒト
遺伝子ID	167127
免疫原	ヒトUGT3A2 (NP_777574.2) のアミノ酸23-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q3SY77
タンパク質分子量	60kDa
輸送	氷袋