

WbおよびElisa用抗Usp11ウサギモノクローナル抗体 - P51784

商品番号: CM0002491



前書き

ヒトUSP11（UHX1）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAでの検証が完了しています。脱ユビキチン化、NF- κ Bシグナル伝達、DNA修復、クロマチン制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP11 ウサギmAb
備考/別名	UHX1; USP11
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8237
GeneID	8237
免疫原	合成ペプチド ヒトUSP11（P51784）のアミノ酸800～900領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51784
タンパク質分子量	110kDa
輸送方法	保冷剤