

WbおよびElisa用 Anti-Usp22 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Upt9

商品番号: CM0009255

前書き

WBおよびELISAで検証済みのUSP22ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスUSP22と交差反応します。転写調節、細胞周期進行、自然免疫における脱ユビキチン化酵素の役割を研究するのに理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP22 ウサギ mAb
備考/別名	USP3L; USP22
種	ヒト
遺伝子ID	23326
免疫原	ヒトUSP22 (Q9UPT9) のアミノ酸1-175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UPT9
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ