

抗Usp24ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Upu5

商品番号: CM0002355

前書き

WBおよびELISAで検証済みのUSP24ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのUSP24を検出します。ユビキチン・プロテアソーム、細胞生存、フェリチンファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP24 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	USP24; ユビキチン特異的ペプチダーゼ24
種	ヒト
GeneID	23358
免疫原	ヒトUSP24 (Q9UPU5) のアミノ酸2500-2600内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPU5
タンパク質重量	294kDa
配送	アイスバッグ