

Wb、If/Icc、Elisa用抗Usp30ウサギポリクローナル抗体 - Q70Cq3

商品番号: CM0013690



前書き

ヒトUSP30に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング、免疫蛍光法、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、ミトファジーおよび脱ユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP30 ウサギ pAb
別名	USP30
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	84749
GeneID	84749
免疫原	ヒトUSP30 (NP_116052.2) のアミノ酸57〜390番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q70CQ3
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	保冷剤