

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Usp4 ポリクローナル抗体 - Q13107

商品番号: CM0019679



前書き

ヒトUSP4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、およびELISAで検証済み。ヒトおよびマウス検体におけるUSP4を検出します。脱ユビキチン化、免疫応答、がん生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP4 ウサギ pAb
備考/別名	UNP; Unph; USP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7375
GeneID	7375
免疫原	ヒトUSP4 (NP_003354.2) のアミノ酸560-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13107
タンパク質分子量	109kDa
輸送	アイスバッグ