

## Anti-Vamp3/Cellubrevin

### ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q15836

商品番号: CM0009332

#### 前書き

ヒトVAMP3/cellubrevinに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。エンドソーム輸送およびSNARE介在性小胞輸送の研究に最適です。

#### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | VAMP3/Cellubrevin Rabbit mAb                                          |
| 備考/別名       | CEB; VAMP3/Cellubrevin                                                |
| 種           | ヒト                                                                    |
| GeneID (ヒト) | 9341                                                                  |
| GeneID      | 9341                                                                  |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトVAMP3/Cellubrevin (Q15836) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                             |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                                     |
| 交差反応性       | ヒト                                                                    |
| SWISS       | Q15836                                                                |
| タンパク質分子量    | 11kDa                                                                 |
| 配送          | アイスパック                                                                |