


Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Vapaポリクローナル抗体 - Q9P0L0

商品番号: CM0016356



前書き

ヒトVAPA（VAP-A）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスサンプル中の内在性VAPAを検出し、小胞体コンタクト部位や小胞輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	VAPA Rabbit pAb
別名	VAP-A; VAP33; VAMP-A; VAP-33; hVAP-33; VAPA
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9218
GeneID	9218
免疫原	ヒトVAPA（NP_919415.2）のアミノ酸137-227番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	Q9P0L0
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤