

Wb、Elisa用抗Vegf受容体2ポリクローナル抗体 - P35968

商品番号: CM0014829



前書き

VEGF受容体2（KDR/FLK1/CD309）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットを検出します。免疫原：組換え融合タンパク質（アミノ酸1147-1356領域）。血管新生および血管生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGF Receptor 2 ウサギpAb
備考／別名	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF Receptor 2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3791
GeneID	3791
免疫原	ヒトVEGF受容体2（NP_002244.1）のアミノ酸1147-1356番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35968
タンパク質分子量	152kDa
発送	氷袋