

If、Ihc、Elisa用 抗Biii-チューブリン モノクローナル抗体 - Q13509

商品番号: CM0002273



前書き

ヒトTUBB3 (βIII-チューブリン、Q13509) を標的とするマウスモノクローナル抗体。IF、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経発生、軸索ガイダンス、がん生物学の研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	βIII-チューブリン マウス mAb
備考/別名	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; [KD検証済み] βIII-チューブリン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10381
GeneID	10381
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTUBB3 (Q13509) のアミノ酸40-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13509
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ