


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗ビメンチンポリクローナル抗体 - P08670

商品番号: CM0030107



前書き

ヒト、マウス、ラットのビメンチンを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。細胞移動、構造的サポート、および組織完全性に関与する54kDaの中間径フィラメントタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Vimentin Rabbit pAb
備考/別名	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7431
遺伝子ID	7431
免疫原	ヒトビメンチン (NP_003371.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08670
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ