


Wb、If/Icc、Elisa用 抗ビンキュリン ラビットポリクローナル抗体 - P18206

商品番号: CM0021172



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗ビンキュリン

ラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのビンキュリン（P18206）に特異的です。細胞接着および細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Vinculin Rabbit pAb
備考/エイリアス	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7414
GeneID	7414
免疫原	組換えタンパク質 ヒトビンキュリン (NP_054706.1) のアミノ酸1-258に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18206
タンパク質分子量	124kDa
配送	氷袋