


抗ヒトロネクチン（Sタンパク質、V75）モノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P04004

商品番号: CM0011606



前書き

ヒトヒトロネクチン（Sタンパク質、V75）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しています。細胞接着、補体阻害、細胞外マトリックス生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトロネクチン ウサギmAb
備考/別名	VN; V75; VNT; ヒトロネクチン
対象種	ヒト
GeneID	7448
免疫原	ヒトヒトロネクチン（P04004）のアミノ酸379～478番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04004
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤