

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Vps11モノクローナル抗体 - Q9H270

商品番号: CM0003904

前書き

VPS11ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAアプリケーションでの使用が検証済みです。エンドソーム輸送およびオートファジーにおけるHOPS/CORVET複合体のコア成分であるヒトおよびマウスVPS11を検出します。IVD研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS11 Rabbit mAb
別名	END1, PEP5, HLD12, RNF108, hVPS11, DYT32, VPS11
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55823
遺伝子ID	55823
免疫原	ヒトVPS11 (Q9H270) のアミノ酸1〜100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H270
タンパク質分子量	108kDa
輸送方法	氷袋