


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Vps39 ポリクローナル抗体 - Q96Jc1

商品番号: CM0018356



前書き

ヒトVPS39を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。小胞輸送、オートファジー、TGF- β シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	VPS39 ウサギ pAb
備考/別名	TLP; VAM6; hVam6p; VPS39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23339
GeneID	23339
免疫原	ヒトVPS39 (NP_056104.2) のアミノ酸606-875に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96JC1
タンパク質分子量	102kDa
発送	保冷バッグ