

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Vps54ポリクローナル抗体 - Q9P1Q0

商品番号: CM0016337

前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたウサギ抗VPS54ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのVPS54を検出します。レトログレード輸送、GARP複合体の機能、腫瘍抗原の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS54 Rabbit pAb
備考/エイリアス	WR; HCC8; SLP-8p; VPS54L; hVps54L; PPP1R164; VPS54
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51542
GeneID	51542
免疫原	ヒトVPS54 (NP_001005739.1) のアミノ酸420-720に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P1Q0
タンパク質分子量	111kDa
配送	氷袋