

抗Wbscr27ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q8N6F8

商品番号: CM0023976

前書き

WBSCR27（METTL27）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAへの適用が可能で、ヒト、マウス、ラットに対して交差反応性を示します。ウィリアムズ・ビューレン症候群やメチル化経路における本タンパク質の機能研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WBSCR27 ウサギpAb
別名	WBSCR27
種	ヒト
GeneID（ヒト）	155368
GeneID	155368
免疫原	ヒトWBSCR27（NP_689772.2）のアミノ酸1～245番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N6F8
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	保冷剤