


Wb、Ihc-P、Chip、Elisa用 抗Wdr4ウサギモノクローナル抗体 - P57081

商品番号: CM0003391



前書き

ヒトWDR4

(P57081)に対する組換えウサギモノクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ChIP、ELISAで検証済み。tRNA/mRNA修飾に関与するMETTL1メチルトランスフェラーゼ複合体の非触媒サブユニットを標的とする。マウスおよびラットとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR4ウサギmAb
備考/別名	hWH, Wuho, MIGSB, TRM82, GAMOS6, TRMT82, WDR4
種	ヒト
遺伝子ID	10785
免疫原	ヒトWDR4 (P57081)のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P57081
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ