

Wb、Elisa用 Anti-Wipi1 ウサギモノクローナル抗体 - Q5Mnz9

商品番号: CM0008274

前書き

ヒトWIPI1に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。49 kDaのバンドを検出し、マウスおよびラットと交差反応します。オートファジーおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WIPI1 Rabbit mAb
備考/別名	ATG18; ATG18A; WIPI49; WIPI1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55062
遺伝子ID	55062
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5MNZ9
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ