

Wb、If/Icc、Elisa用抗Wisp2ウサギポリクローナル抗体 - O76076

商品番号: CM0013450

前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの抗WISP2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応し、骨代謝および細胞接着に関与するCCN5タンパク質（27 kDa）を標的とします。骨芽細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WISP2ウサギpAb
備考／別名	CT58 ; WISP2 ; CTGF-L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8839
遺伝子ID	8839
免疫原	組換えタンパク質 ヒトWISP2 (NP_003872.1) の151～250番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76076
タンパク質分子量	27 kDa
輸送	保冷剤